

SmartCase SC1530 series

Manual







Table of Contents

WHAT IS A SMARTCASE?	3
FOR YOUR SAFETY	3
WARRANTY	4
PRODUCT OVERVIEW	5
INSTALLATION	6
OPERATION	10
MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING	10
END OF LIFE	10
TROUBLESHOOTING:	11
GLOSSARY	12
APPENDIX A: TECHNICAL SPECIFICATION	13




What is a SmartCase?

The AED (Automatic External Defibrillator) is an important device for primary help in case of a cardiac arrest. It is of a vital importance that the AED is protected, secured and available 24/7 for Immediate assistance in case of an emergency. Your SmartCase cabinet provides the ultimate protection and assures day and night availability of the AED.


The SmartCase outdoor cabinet is designed to protect the AED against external weather conditions. The stainless steel box combined with a polycarbonate window provides the ultimate protection against corrosion and impacts and offers a clear sight of the AED. To maintain a temperature above 0°C, the outdoor SmartCase is equipped with a temperature sensor and electrical heater. The cabinet is insulated to save energy. Additional protection against high summer temperatures is achieved by active ventilation.

For your safety

Read the user manual carefully. All operators should review these safety considerations before placing the SmartCase AED Cabinet into service. Not following the instructions may result in dangerous situations. Follow all recommended maintenance instructions. If a problem occurs, disconnect the cabinet from the powergrid and contact the technical service. Do not use the device until it has been inspected by qualified personnel.


		Symbol
Warning:	Warning statements alert you to conditions or actions that can result in personal injury or death.	

Important: GT MEDICARE is neither responsible for the contents of this document nor for the loss of data, income, direct or indirect caused damage. GT MEDICARE preserves the right to adapt and to improve this document and all related products in this user manual, without preceding notification. The contents of this document are provided without any form of warranty.



Warranty

1. GT MEDICARE is responsible for the quality of services and for the soundness and good quality of the products supplied to the best of its knowledge, with the provision that the guarantee does not exceed the following provisions mentioned.
2. The warrentee is based on send and return. If this service is used, the purchaser must take care of the correct packing of the product such that damages during transport are avoided. If the defects are caused by purchaser the repair and shipping costs will be charged to purchaser.
3. The purchaser is not entitled to warranty:
 - A: If the buyer has neglected the products.
 - B: If the buyer has made changes to the products or repairs which were not performed by or on behalf of GT MEDICARE.
 - C: In case of improper or careless use, incorrect connection, wrong voltage, lightning, damage due to moisture or other external products or misfortunes.
 - D: If the device is not appropriately maintained.
 - E: If the device is used or installed with non original or inferior accessories.
 - F: If the buyer dealt with the goods with negligence.
4. GT MEDICARE warrants that the Products do not contain serious defects at the time of delivery.
5. Reseller will report defects, damages or non-conformity of the Products, which upon inspection can reasonably be determined, in writing to GT MEDICARE within 10 days after reception. Reseller will report all other defects in writing to GT MEDICARE within one month from the date of delivery. Products, which suggest that they are non-conforming or damaged, should be returned to GT MEDICARE immediately for inspection by GT MEDICARE. Claims, which were not reported according to the terms in this paragraph, will not be accepted. GT MEDICARE will, in case of responsibility for the non-conformity or damage to the product, at its option, repair the Products, replace them with new ones or refund the purchase price of the Products. GT MEDICARE will have no other obligation or liability towards Reseller with respect to non-conforming or damaged products other than in the previous sentence displayed.
6. The duration of the warranty is 24 months. Scratches and damages to the cabinet and wear & tear are outside this provision. The producer is only obliged to fulfil the obligations arising from this warranty. The producer is not liable for indirect or consequential damages. In all cases, the manufacturer's liability is limited to the selling price of the products sold.
7. Where a claim can be attributed to a modification or improper use of the product, the guarantee is under all circumstances void.
8. The recipient will investigate all received equipment immediately. The customer must inform GT MEDICARE in writing within ten (10) days after receipt of any defects in the consignment. If the deficiencies are not reported within a period of ten (10) days, the shipment was considered to be complete. Claims are only possible within the warranty period. If a complaint is accepted by GT MEDICARE, then GT MEDICARE is only obliged to replace the defective goods or repair, without the customer being entitled to claim any compensation whatsoever. Submitting a claim does not relieve the customer from payment.



Product Overview

- SmartCase AED Wall Cabinet, with pre-installed:
 - On Uppertray:
 - 24V Adapter
 - Cable for 230VAC connection
 - LED lights (red and blue)
 - Alarm, +/-95dB
 - Inside Cabinet
 - fan for active ventilation
 - electrical heater & AED bracket
- Quick Installation guides (2x)
- Installation materials
- Doorknob installation kit

Installation materials:



Washers (4x)


M8 Nuts (4x)

Nylon spacers (4x)

Wall plug (4x)

Dowel screw (4x)

Inside view of cabinet



Doorknob installation kit:




Turn knob (1x)

Rubber ring (1x)

Nut (1x)

Cam lock (1x)

Screw (1x)



Installation

Location for the AED cabinet:

- It is advised to choose a location which has easy access and is visible.
- The intended location for the cabinet must have a flat surface and sufficient clearance surrounding the cabinet (advice is >1 m clearance) to allow proper functioning and installation. There should be no obstacles underneath the cabinet.
- The installation tools supplied are intended for mounting exclusively on flat surfaces of wood, brick or concrete. Panels/wall must have a minimum thickness of 3mm. Always use the supplied spacers.
- We recommend installing the cabinet in the shadow to prevent high temperatures inside the cabinet.
- The location must have access to the powergrid.

Mounting on brick or concrete:


Drill 4 holes for the attachment bolts (dowel screws) with a spacing as shown in "Cabinet installation instructions". Drill the round 10 mm holes to a minimum depth of 60 mm, to ensure there is sufficient depth for the plug. We recommend drilling the upper holes at between 1.5 and 1.6 metres from the ground. The holes should always be drilled in the middle of the brick. Insert the M8 dowel screws in the plugs until they protrude 20mm from the wall and slide the nylon spacers over the dowel screws. Drill the 12 mm feeder hole (for the power grid connection) as shown in "Cabinet installation instructions". Before mounting the cabinet on the wall, first install the feeder cable.

Be careful: If the wall is not very strong, we recommend to use Fischer VS 100P. After spraying the fluid into the holes, insert only the screws – do not use the plugs again. Read the instructions on the Fischer label carefully and make sure that you clean the holes thoroughly after drilling.

Mounting on wood:

Drill small holes of approximately 4 mm diameter in the wood and screw the wiretap firmly into the wood and then mount the SmartCase as instructed above. We recommend drilling the upper holes at a height of between 1.5 and 1.6 m from the ground.

Follow the installation instructions as provided on the next pages.



Cabinet installation instructions:

Installation materials:




- Washers (4x)
- M8 Nuts (4x)
- Nylon spacers (4x)
- Wall plug 10mm (4x)
- Dowel screw (4x)

Suitable for installation on brick/concrete or wood


IMPORTANT:

- Minimum required wall thickness: 3mm
- Install on a flat surface
- Always use the spacers
- Recommended height: 1.5 – 1.6m upper holes (above ground)
- Install in shadow
- For electrical power connection, see next page

Installation



- 1: Drill 10mm holes (4x)
- 2: Insert Plugs and dowel screws (20mm protrusion)
- 3: Place spacers
- 4: Feeder hole: Drill a 12 mm hole through the wall for electric connection to 220/230V AC.



5: Install cabinet and place washers and M8 Nuts on the inside





Electrical connection of the cabinet: to be carried out by qualified personnel only.

1) Install the cabinet on the wall (see previous steps). Open the door and open the upper tray by removing two screws: 1 x front upper left hand-side and 1x front upper right-hand side.



Disconnect the power for the cable (220V/230V AC) going to the cabinet location!

2) Install electrical cable (220V/230V AC, not part of the installation kit) and feed it through the feeder hole at the back of the cabinet (use the cable gland to secure the cable).

3) Disconnect the male connection (a) from the female connection (b). Unscrew to open the male connector (a) and connect the 220V/230V electrical cable to the male connection: ensure the correct connection of the wires, where the ground is to be applied to middle male connector. When finished, close the male connector (a) with the screws & push the male connector (a) back into the female connector (b). Check if the connection (d) to the adaptor is pushed in.



Double check that all 220V/230V AC wire connections are inserted correctly, that they are properly secured and that there are no open connections.

4) Make sure that local the earth cable (c) is still connected to the cabinet in the back.


5) Close the upper tray and lock with the two screws from step 1). Make sure that there are no loose 220V/230V AC cable(s) coming outside the tray to ensure the safety of the users. Local cables of the cabinet are present for heating and fan cooling and are safe (24V/DC).


6) Close the cabinet door and connect the electrical cable to the power grid (220V/230V AC).

7) Check the cabinet: a blue light should be on inside the cabinet. When the cabinet is opened, a red blinking light should go off with an alarm sound.





Always keep the door of the cabinet closed (also after usage), to ensure the correct heating of the cabinet and to avoid humidity/water problems.





INSTALLATION OF THE TURN KNOB

Installation materials:



Installation




1: Place rubber ring on turn knob and fit through the hole in door.
Note: you can change the locking/opening by inserting the turn knob in different angles with steps of 90 degrees.



2: apply nut and tighten. Then apply camlock and finally screw. Note that camlock can only fit in one position on turn knob

3. It is advised to follow the opening direction as indicated on the sticker on the outside of the cabinet. Adjustment of turn knob opening is performed as follows: uninstall all parts and rotate the turn knob in the desired new position for correct opening/closing and redo the installation of step 1 and step 2.



Operation

The opening and closing instructions in case of emergency are shown by the sticker on the door.
NOTE: The cabinet must always be closed and locked to ensure its functioning.

Opening of the cabinet:

Turn the door handle to open the door of the cabinet. When the door is open the alarm will be triggered with intermitting sound and blinking red lights (alarm automatically turns off after approx 30 seconds).

Closing of the cabinet:

Close the door (turn handle 90 degrees if closing is blocked). If the alarm is sounding, it will go silent. Turn the handle 90 degrees to lock the cabinet.

Maintenance and Troubleshooting

It is advised to check the wall cabinet **monthly**. Checking should consist of a visual check if damages are present which could affect the operation of the cabinet and a check of the alarm (by opening and closing the door). While doing so, you should take careful note of the status of the defibrillator (please check manual of AED).



The uppertray should only be accessed by qualified personnel (high voltage).


Upon discovering a defect, please contact your dealer of SmartCase. Depending on the type of defect it may be advisable to remove the AED and inform the users about the status (unserviceable).

Temperature: If you have any doubt about the functioning of the electrical heater (outside temperature lower than 0°C / 32°F), please remove the defibrillator and contact your dealer of SmartCase. The cabinet are equipped with an active ventilation system. Around 30°C the fan will be switched on to release the heat from the upper part and taking in cold air from the bottom. Nevertheless, we recommend installing the cabinet in the shadow to prevent high temperatures (above 50°C).


End of life


When the cabinet is taken out of service permanently, make sure to dispose the cabinet correctly as it contains electronical parts.





Troubleshooting:

Symptom	Action
LED Lights are out or alarm is not working	<p>Open the upper tray (only by qualified personnel):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warning high voltage (220/230V AC) present.  - Check the power supply and adapter: the LED on the adapter should light up continuously (a flashing LED or no light indicates a malfunction) - Make sure that all connectors are properly connected <p>If the unit continues to fail, take it out of service and contact the dealer of SmartCase.</p>
Temperature (heat) in cabinet not working or malfunctioning	<p>The temperature is controlled using temperature sensors in the cabinet. Heating turns on if the outside temperature is below 0°C and turns off if the inside temperature of the cabinet reaches 20°C. Note: for correct functioning of the heater, the cabinet door must be closed.</p> <p>When it is suspected that the heater is not working:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Open the door. The alarm should sound. If the alarm is not working follow the steps: “LED lights are out or alarm is not working”. - Check the temperature inside the cabinet by touching the tray on which the AED is placed (outside temperature must be < 0°C). The tray should feel warmer compared to the outside temperature. If this is not the case: take the cabinet out of service, remove the AED and contact the dealer of Smart case. <p>Heater is continuously on:</p> <ul style="list-style-type: none"> - remove the AED. - Check if the door of the cabinet is correctly closed. If the door is open, then close the door. Wait for 5 minutes and check if the heater has turned off. - If the unit continues to fail, remove the AED, take it out of service, unplug the cabinet from the power grid and contact the dealer of SmartCase.
Cabinet is not closing correctly	<ul style="list-style-type: none"> - Check if anything is blocking the door. - Check if the lock or door is deformed in the area of the locking mechanism <p>If the unit can't be repaired, take it out of service and contact the dealer of SmartCase.</p>



Glossary

AED

The AED (Automatic External Defibrillator) is an important device for primary help in case of cardiac arrest. It is vital that the AED is protected, secured and available 24/7 for immediate assistance in case of an emergency.

Operator/ user

The person who is responsible for the cabinet and AED. His/ her duty is to check the status of the AED and Cabinet and assure operation complying to the directives as described in this manual.

Online service


For more information or online help, please visit our website www.sixcase.com.

User Manual: The manual contains all necessary information about operating the SmartCase. Updates are published on our website.

Disclaimer: GT MEDICARE is in no way responsible for the availability or serviceability of the AED stored in the SmartCase cabinet. GT MEDICARE is neither responsible for the installation, use or operation of the cabinet/AED nor for the loss of data, income, direct or indirect nor for caused damage to third parties. Exceptional external conditions, such as low temperatures, defect parts or other external elements may result in unserviceable AED's. GT MEDICARE preserves the right to adapt and to improve this document and all related products in this user manual, without preceding notification.

Contact

GT Medicare BV
Industrieweg 36A
2382 NW Zoeterwoude
The Netherlands
T +031 (0) 71 2100 220
E info@sixcase.com



Appendix A: Technical specification


Technical Specification

Type	SC1530
Weight	11 kg
Dimensions	44(h)x44(w)x24(d)cm
Shockproof	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Waterproof	IP54
Cooling	Active ventilation
Heating	Electrical until -20 °C outside temperature
Corrosion resistance	Stainless steel with coating
Window	Impact proof polycarbonate
Installation kit	Included (wood & stone)
Power	24V Adapter (included)
Opening	Door knob (90 degree turn)
Lighting	LED red en blue
Acoustic alarm	+/- 95dB intermittent
Max peak consumption	max 70W (heater continuously on)

SmartCase SC1530 series


Bedienungsanleitung





Inhaltsverzeichnis

WAS IST EIN SMARTCASE?	3
FÜR IHRE SICHERHEIT	3
GARANTIE	4
PRODUKTÜBERSICHT.....	5
INSTALLATION.....	6
OPERATION	10
WARTUNG UND FEHLERSUCHE	10
ENDE DES LEBENSDAUER.....	10
FEHLERBEHEBUNG:	11
GLOSSAR	12
APPENDIX A: TECHNISCHE DATEN	13




Was ist ein SmartCase?

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges Gerät zur Erstversorgung bei einem Herzstillstand. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass der AED geschützt und gesichert ist und im Notfall für sofortige Hilfe zur Verfügung steht. Ihr SmartCase-Schrank bietet den ultimativen Schutz und gewährleistet die Verfügbarkeit des AED rund um die Uhr.


Der SmartCase-Außenschrank dient zum Schutz des AED vor äußeren Witterungseinflüssen. Das Edelstahlgehäuse in Kombination mit einem Polycarbonatfenster bietet ultimativen Schutz vor Korrosion und Stößen und bietet eine klare Sicht auf den AED. Um eine Temperatur über 0°C aufrechtzuerhalten, ist das SmartCase für den Außenbereich mit einem Temperatursensor und einer elektrischen Heizung ausgestattet. Der Schrank ist isoliert, um Energie zu sparen. Zusätzlicher Schutz vor hohen Sommertemperaturen wird durch aktive Belüftung erreicht.

Für Ihre Sicherheit

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Alle Bediener sollten diese Sicherheitsaspekte prüfen, bevor sie den SmartCase AED-Schrank in Betrieb nehmen. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu gefährlichen Situationen führen. Befolgen Sie alle empfohlenen Wartungsanweisungen. Wenn ein Problem auftritt, trennen Sie den Schrank vom Stromnetz und wenden Sie sich an den technischen Kundendienst. Benutzen Sie das Gerät erst, wenn es von qualifiziertem Personal überprüft wurde.


		Symbol
Warnung:	Warnhinweise machen Sie auf Bedingungen oder Handlungen aufmerksam, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.	

Wichtig: GT MEDICARE ist weder für den Inhalt dieses Dokuments noch für den Verlust von Daten, Einnahmen oder direkt oder indirekt verursachte Schäden verantwortlich. GT MEDICARE behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle zugehörigen Produkte in diesem Benutzerhandbuch ohne vorherige Ankündigung anzupassen und zu verbessern. Der Inhalt dieses Dokuments wird ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt.



Garantie

1. GT MEDICARE ist nach bestem Wissen und Gewissen für die Qualität der Dienstleistungen sowie für die Zuverlässigkeit und gute Qualität der gelieferten Produkte verantwortlich, mit der Maßgabe, dass die Garantie nicht über die nachfolgend genannten Bestimmungen hinausgeht.
2. Die Gewährleistung basiert auf Hin- und Rücksendung. Bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistung hat der Käufer für die ordnungsgemäße Verpackung des Produkts zu sorgen, um Transportschäden zu vermeiden. Bei vom Käufer verursachten Mängeln gehen die Reparatur- und Versandkosten zu Lasten des Käufers.
3. Der Käufer hat keinen Anspruch auf Gewährleistung:
 - A: Wenn der Käufer die Produkte vernachlässigt hat.
 - B: Wenn der Käufer Änderungen an den Produkten oder Reparaturen vorgenommen hat, die nicht von GT MEDICARE oder im Auftrag von GT MEDICARE durchgeführt wurden.
 - C: Bei unsachgemäßer oder nachlässiger Verwendung, falschem Anschluss, falscher Spannung, Blitzschlag, Schäden durch Feuchtigkeit oder andere äußere Einflüsse oder Unglück.
 - D: Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß gewartet wird.
 - E: Wenn das Gerät mit nicht originale oder minderwertigem Zubehör verwendet oder installiert wird.
 - F: Wenn der Käufer fahrlässig mit der Ware umgegangen ist.
4. GT MEDICARE gewährleistet, dass die Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung keine schwerwiegenden Mängel aufweisen.
5. Der Wiederverkäufer wird GT MEDICARE innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Produkte schriftlich über Mängel, Schäden oder Nichtkonformität der Produkte, die bei einer Inspektion vernünftigerweise festgestellt werden können, informieren. Der Wiederverkäufer wird GT MEDICARE alle anderen Mängel innerhalb eines Monats nach dem Lieferdatum schriftlich mitteilen. Produkte, bei denen der Verdacht besteht, dass sie nicht konform oder beschädigt sind, sollten unverzüglich an GT MEDICARE zur Überprüfung durch GT MEDICARE zurückgeschickt werden. Reklamationen, die nicht gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes gemeldet wurden, werden nicht anerkannt. Falls GT MEDICARE für die Nichtkonformität oder Beschädigung des Produkts verantwortlich ist, wird sie nach eigenem Ermessen die Produkte reparieren, sie durch neue ersetzen oder den Kaufpreis der Produkte zurückerstatten. GT MEDICARE hat gegenüber dem Wiederverkäufer keine anderen Verpflichtungen oder Haftungen in Bezug auf nicht konforme oder beschädigte Produkte als die im vorhergehenden Satz genannten.
6. Die Dauer der Garantie beträgt 24 Monate. Kratzer und Beschädigungen am Gehäuse sowie Verschleiß sind von dieser Regelung ausgenommen. Der Hersteller ist nur verpflichtet, die sich aus dieser Garantie ergebenden Verpflichtungen zu erfüllen. Der Hersteller haftet nicht für indirekte Schäden oder Folgeschäden. In allen Fällen ist die Haftung des Herstellers auf den Verkaufspreis der verkauften Produkte beschränkt.
7. Wenn eine Reklamation auf eine Veränderung oder unsachgemäße Verwendung des Produkts zurückzuführen ist, erlischt die Garantie unter allen Umständen.
8. Der Empfänger wird alle erhaltenen Geräte unverzüglich untersuchen. Der Kunde muss GT MEDICARE innerhalb von zehn (10) Tagen nach Erhalt der Sendung schriftlich über etwaige Mängel informieren. Werden die Mängel nicht innerhalb einer Frist von zehn (10) Tagen gemeldet, gilt die Sendung als vollständig. Reklamationen sind nur innerhalb der Gewährleistungsfrist möglich. Wird eine Reklamation von GT MEDICARE anerkannt, so ist GT MEDICARE nur zum Ersatz der mangelhaften Ware oder zur Reparatur verpflichtet, ohne dass der Kunde Anspruch auf irgendeinen Schadenersatz hat. Die Einreichung einer Reklamation entbindet den Kunden nicht von der Zahlung.



Produktübersicht

- SmartCase AED-Wandschrank, mit vorinstalliertem Gerät:
Auf der oberen Ablage:
- 24V-Adapter
- Kabel für 230VAC-Anschluss
- LED-Leuchten (rot und blau)
- Alarm, +/-95dB
Innenraum des Gehäuses:
- Ventilator für aktive Belüftung
- Elektrische Heizung & AED-
- Schnellmontageanleitungen (2x)
- Montagematerial
- Bausatz für Türgriff

Montagematerial :



Unterlegscheibe (4x)


M8-Muttern (4x)

Nylon-Abstandshalter (4x)

Dübel (4x)

Dübelschraube (4x)

Innenansicht des Schrankes/Inside



Bausatz für Türgriff:




Drehknopf (1x)

Gummiring (1x)

Mutter (1x)

Nockenschloss (1x)

Schraube (1x)



Installation

Standort für den AED-Schrank:

- Es wird empfohlen, einen leicht zugänglichen und gut einsehbaren Standort zu wählen.
- Der vorgesehene Standort für den Schrank muss eine ebene Fläche und einen ausreichenden Freiraum um den Schrank herum aufweisen (empfohlen wird ein Freiraum von mehr als 1 m), um eine ordnungsgemäße Funktion und Installation zu ermöglichen. Unter dem Schrank sollten sich keine Hindernisse befinden.
- Die mitgelieferten Montagewerkzeuge sind ausschließlich für die Montage auf ebenen Flächen aus Holz, Mauerwerk oder Beton vorgesehen. Die Paneele/Wände müssen eine Mindeststärke von 3 mm haben. Verwenden Sie immer die mitgelieferten Abstandshalter.
- Wir empfehlen, den Schrank im Schatten zu montieren, um hohe Temperaturen im Schrankinneren zu vermeiden.
- Der Standort muss Zugang zum Stromnetz haben.

Installation auf Ziegeln oder Beton:


Bohren Sie 4 Löcher für die Befestigungsbolzen (Dübelschrauben) mit einem Abstand wie in der "Schrankmontageanleitung" angegeben. Bohren Sie die runden 10-mm-Löcher mit einer Mindestdiefe von 60 mm, um eine ausreichende Tiefe für den Dübel zu gewährleisten. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe von 1,5 bis 1,6 m über dem Boden zu bohren. Die Löcher sollten immer in der Mitte des Ziegels gebohrt werden. Setzen Sie die M8-Dübelschrauben in die Dübel ein, bis sie 20 mm aus der Wand herausragen, und schieben Sie die Nylon-Abstandshalter über die Dübelschrauben. Bohren Sie das 12-mm-Einspeisungsloch (für den Anschluss an das Stromnetz) wie in der "Schrankmontageanleitung" gezeigt. Bevor Sie den Schrank an der Wand montieren, installieren Sie zuerst das Einspeisekabel.

Seien Sie vorsichtig: Wenn die Wand nicht sehr stark ist, empfehlen wir, Fischer VS 100P zu verwenden. Nachdem Sie die Flüssigkeit in die Löcher gesprüht haben, setzen Sie nur die Schrauben ein - verwenden Sie die Dübel nicht mehr. Lesen Sie die Anweisungen auf dem Fischer-Etikett sorgfältig durch und achten Sie darauf, dass Sie die Löcher nach dem Bohren gründlich reinigen.

Montage auf Holz :


Bohren Sie kleine Löcher mit einem Durchmesser von ca. 4 mm in das Holz, schrauben Sie den Drahtbügel fest in das Holz und montieren Sie den SmartCase wie oben beschrieben. Wir empfehlen, die oberen Löcher in einer Höhe von 1,5 bis 1,6 m über dem Boden zu bohren.

Befolgen Sie die Installationsanweisungen auf den nächsten Seiten.



Schrankmontageanleitung

Montagematerial:



Unterlegscheibe (4x)

M8-Muttern (4x)

Nylon-Abstandshalter (4x)

Dübel (4x)


Dübelschraube (4x)

Geeignet für die Montage auf Ziegeln/Beton oder Holz

WICHTIG:

- - Erforderliche Mindestwandstärke: 3mm
- - Auf einer ebenen Fläche installieren
- - Verwenden Sie immer die Abstandshalter
- - Empfohlene Höhe: 1,5 - 1,6m obere Löcher (über dem Boden)
- - Installation im Schatten
- - Für den Stromanschluss siehe nächste Seite

Installation




1: 10mm Löcher bohren (4x)

2: Einsatzdübel und Dübelschrauben (20mm Überstand)

3: Abstandshalter anbringen

4: Durchführungsloch: Bohren Sie ein 12-mm-Loch in die Wand für den elektrischen Anschluss an 220/230 V AC.



5: Gehäuse einbauen und Unterlegscheiben und M8-Muttern auf der Innenseite anbringen





Elektrischer Anschluss des Schrankes: darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

1) Montieren Sie den Schrank an der Wand (siehe vorherige Schritte). Öffnen Sie die Tür und öffnen Sie das obere Fach, indem Sie zwei Schrauben entfernen: 1 x vorne oben links und 1 x vorne oben rechts.



Trennen Sie die Stromzufuhr für das Kabel (220V/230V AC), das zum Schrankstandort führt!

2) Installieren Sie das Stromkabel (220V/230V AC, nicht Teil des Einbausatzes) und führen Sie es durch die Einführungsöffnung auf der Rückseite des Schrankes (verwenden Sie die Kabelverschraubung, um das Kabel zu sichern).

3) Trennen Sie den Stecker (a) von der Buchse (b). Schrauben Sie den Stecker (a) ab und schließen Sie das 220V/230V Stromkabel an den Stecker an: Achten Sie auf den korrekten Anschluss der Drähte, wobei die Masse an den mittleren Stecker gelegt werden muss. Wenn Sie fertig sind, schließen Sie den Stecker (a) mit den Schrauben und schieben Sie den Stecker (a) zurück in die Buchse (b). Prüfen Sie, ob die Verbindung (d) zum Adapter eingesteckt ist.



Vergewissern Sie sich, dass alle 220V/230V-Wechselstromanschlüsse korrekt eingesteckt und gesichert sind und dass keine offenen Anschlüsse vorhanden sind.

4) Vergewissern Sie sich, dass das lokale Erdungskabel (c) immer noch mit dem Schrank auf der Rückseite verbunden ist.


5) Schließen Sie das obere Fach und verriegeln Sie es mit den beiden Schrauben aus Schritt 1). Vergewissern Sie sich, dass keine losen 220V/230V Wechselstromkabel aus dem Fach herausgeführt sind, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten. Lokale Kabel des Schrankes sind für Heizung und Lüfterkühlung vorhanden und sicher (24V/DC).

6) Schließen Sie die Schranktür und schließen Sie das Stromkabel an das Stromnetz an (220V/230V AC).

7) Überprüfen Sie den Schrank: Im Inneren des Schrankes sollte ein blaues Licht leuchten. Wenn der Schrank geöffnet wird, sollte ein rotes Blinklicht aufleuchten und ein Alarmton ertönen.





Halten Sie die Tür des Schrankes immer geschlossen (auch nach der Benutzung), um die korrekte Erwärmung des Schrankes zu gewährleisten und Probleme mit Feuchtigkeit/Wasser zu vermeiden.



INSTALLATION DES TÜRGRIFFS

Bausatz für Türgriff:



Installation




1: Setzen Sie den Gummiring auf den Drehknopf und stecken Sie ihn durch das Loch in der Tür. Hinweis: Sie können die Verriegelung/Öffnung ändern, indem Sie den Drehknopf in verschiedenen Winkeln mit Schritten von 90 Grad einsetzen.



2: Mutter anbringen und festziehen. Dann Nockenschloss anbringen und schließlich schrauben. Beachten Sie, dass das Nockenschloss nur in einer Position auf den Drehknopf passen kann

3. Es wird empfohlen, die auf dem Aufkleber an der Außenseite des Schrankes angegebene Öffnungsrichtung zu beachten. Die Einstellung der Drehknopföffnung wird wie folgt vorgenommen: alle Teile ausbauen und den Drehknopf in die gewünschte neue Position zum korrekten Öffnen/Schließen drehen und die Installation von Schritt 1 und Schritt 2 wiederholen.



Operation

Die Anweisungen zum Öffnen und Schließen im Notfall sind auf dem Aufkleber an der Tür angegeben.

HINWEIS: Der Schrank muss immer geschlossen und verriegelt sein, um seine Funktion zu gewährleisten.

Öffnung des Schrankes:

Drehen Sie den Türgriff, um die Tür des Schrankes zu öffnen. Wenn die Tür geöffnet ist, wird der Alarm mit einem unterbrochenen Ton und blinkenden roten Lichtern ausgelöst (der Alarm schaltet sich nach ca. 30 Sekunden automatisch ab).

Schließung des Schrankes:

Schließen Sie die Tür (drehen Sie den Griff um 90 Grad, wenn das Schließen blockiert ist). Wenn der Alarm ertönt, verstummt er. Drehen Sie den Griff um 90 Grad, um den Schrank zu verriegeln.

Wartung und Fehlersuche

Es wird empfohlen, den Wandschrank **monatlich** zu überprüfen. Die Überprüfung sollte aus einer Sichtprüfung bestehen, ob Schäden vorhanden sind, die den Betrieb des Schrankes beeinträchtigen könnten, und aus einer Überprüfung des Alarms (durch Öffnen und Schließen der Tür). Dabei sollten Sie den Status des Defibrillators sorgfältig beachten (siehe Handbuch des AED).



Die obere Ablage darf nur von qualifiziertem Personal betreten werden (Hochspannung).


Wenn Sie einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren SmartCase-Händler. Je nach Art des Defekts kann es ratsam sein, den AED zu entfernen und die Benutzer über den Status (unbrauchbar) zu informieren.

Temperatur: Wenn Sie Zweifel an der Funktion der elektrischen Heizung haben (Außentemperatur unter 0°C / 32°F), entfernen Sie bitte den Defibrillator und kontaktieren Sie Ihren SmartCase-Händler. Der Schrank ist mit einem aktiven Belüftungssystem ausgestattet. Bei 30°C schaltet sich der Lüfter ein, um die Wärme aus dem oberen Teil abzuführen und kalte Luft von unten anzusaugen. Wir empfehlen jedoch, den Schrank im Schatten aufzustellen, um hohe Temperaturen (über 50°C) zu vermeiden.

Ende des Lebensdauer


Wenn der Schrank endgültig außer Betrieb genommen wird, achten Sie darauf, dass der Schrank ordnungsgemäß entsorgt wird, da er elektronische Teile enthält.





Fehlerbehebung:

Symptom	Aktion
LED-Leuchten sind aus oder der Alarm funktioniert nicht	<p>Öffnen Sie das obere Fach (nur durch qualifiziertes Personal):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warnung: Hochspannung (220/230V AC) vorhanden. - Überprüfen Sie das Netzteil und den Adapter: Die LED am Adapter sollte kontinuierlich leuchten (eine blinkende LED oder kein Licht weist auf eine Fehlfunktion hin) - Stellen Sie sicher, dass alle Stecker richtig angeschlossen sind. <p>Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, nehmen Sie es außer Betrieb und wenden Sie sich an den SmartCase-Händler.</p>
Temperatur (Wärme) im Schrank funktioniert nicht oder ist gestört	<p>Die Temperatur wird über Temperatursensoren im Schrank geregelt. Die Heizung schaltet sich ein, wenn die Außentemperatur unter 0°C liegt, und schaltet sich aus, wenn die Innentemperatur des Schrankes 20°C erreicht. Hinweis: Damit die Heizung richtig funktioniert, muss die Schranktür geschlossen sein.</p> <p>Wenn der Verdacht besteht, dass die Heizung nicht funktioniert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Öffnen Sie die Tür. Der Alarm sollte ertönen. Wenn der Alarm nicht funktioniert, führen Sie die folgenden Schritte aus: "LED-Leuchten sind aus oder der Alarm funktioniert nicht". - Prüfen Sie die Temperatur im Schrank, indem Sie die Halterung, auf der der AED steht, berühren (die Außentemperatur muss < 0°C sein). Die AED-Halterung sollte sich im Vergleich zur Außentemperatur wärmer anfühlen. Ist dies nicht der Fall: Nehmen Sie den Schrank außer Betrieb, entfernen Sie den AED und wenden Sie sich an den Händler des Smart Case. <p>Das Heizgerät ist ständig eingeschaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entfernen Sie den AED. - Prüfen, ob die Schranktür richtig geschlossen ist. Wenn die Tür offen ist, schließen Sie die Tür. Warten Sie 5 Minuten und prüfen Sie, ob sich die Heizung abgeschaltet hat. - Wenn das Gerät weiterhin ausfällt, entfernen Sie den AED, nehmen Sie ihn außer Betrieb, trennen Sie den Schrank vom Stromnetz und wenden Sie sich an den SmartCase-Händler.
Der Schrank schließt nicht richtig	<ul style="list-style-type: none"> - Prüfen Sie, ob die Tür durch etwas blockiert wird. - Prüfen Sie, ob das Schloss oder die Tür im Bereich des Schließmechanismus verformt ist. <p>Wenn das Gerät nicht repariert werden kann, nehmen Sie es außer Betrieb und wenden Sie sich an den SmartCase-Händler.</p>



Glossar

AED

Der AED (Automatischer Externer Defibrillator) ist ein wichtiges Gerät zur Ersthilfe bei Herzstillstand. Es ist wichtig, dass der AED geschützt, gesichert und rund um die Uhr für sofortige Hilfe im Notfall verfügbar ist.

Bediener/Benutzer

Die Person, die für den Schrank und den AED verantwortlich ist. Seine/ihre Aufgabe ist es, den Status des AED und des Schanks zu überprüfen und sicherzustellen, dass der Betrieb gemäß den in diesem Handbuch beschriebenen Richtlinien erfolgt.

Online-Dienstleistung


Für weitere Informationen oder Online-Hilfe besuchen Sie bitte unsere Website www.sixcase.com.

bedienungsanleitung: Das Handbuch enthält alle notwendigen Informationen zur Bedienung des SmartCase. Updates werden auf unserer Website veröffentlicht.

Haftungsausschluss: GT MEDICARE ist in keiner Weise für die Verfügbarkeit oder Funktionsfähigkeit des im SmartCase-Schrank aufbewahrten AED verantwortlich. GT MEDICARE ist weder verantwortlich für die Installation, den Gebrauch oder den Betrieb des Schanks/AED noch für den Verlust von Daten, Einkommen, direkt oder indirekt, oder für verursachte Schäden an Dritten. Außergewöhnliche äußere Bedingungen, wie z.B. niedrige Temperaturen, defekte Teile oder andere äußere Einflüsse können dazu führen, dass der AED nicht mehr funktioniert. GT MEDICARE behält sich das Recht vor, dieses Dokument und alle damit verbundenen Produkte in dieser Gebrauchsanweisung ohne vorherige Ankündigung anzupassen und zu verbessern.

Contact

GT Medicare BV
Industrieweg 36A
2382 NW Zoeterwoude
The Netherlands
T +031 (0) 71 2100 220
E info@sixcase.com



Appendix A: Technische Daten

Technische Daten

Typ	SC1530
Gewicht	11 kg
Abmessungen	44(h)x44(b)x24(t)cm
Stoßsicher	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Schutzklasse	IP54
Kühlung	Aktive Belüftung
Heizung	Elektrisch bis -20 °C Außentemperatur
Korrosionsbeständigkeit	Rostfreier Stahl mit Beschichtung
Fenster	Schlagfestes Polycarbonat
Einbausatz	Inklusive (Holz und Stein)
Strom	24V-Adapter (mitgeliefert)
Öffnung	Türkнопf (90 Grad Drehung)
Beleuchtung	LED rot und blau
Akustischer Alarm	+/- 95dB intermittierend
Max. Spitzenverbrauch	max 70W (Heizung ständig eingeschaltet)

SmartCase SC1530 series

Manuel d'instruction







Table des matières

QU'EST-CE QU'UN SMARTCASE?	3
POUR VOTRE SÉCURITÉ	3
GARANTIE	4
PRÉSENTATION DU PRODUIT	5
INSTALLATION	6
OPÉRATION	10
MAINTENANCE AND TROUBLESHOOTING	10
FIN DE VIE	10
DÉPANNAGE:.....	11
GLOSSAIRE	12
ANNEXE A : SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	13




Qu'est-ce qu'un SmartCase?

Le DAE (Défibrillateurs Automatisés Externes) est un appareil important pour l'aide primaire en cas d'arrêt cardiaque. Il est d'une importance vitale que le DAE soit protégé, sécurisé et disponible à tout moment pour une assistance immédiate en cas d'urgence. Votre armoire SmartCase offre la protection ultime et assure la disponibilité du DAE de jour comme de nuit.


L'armoire extérieure SmartCase est conçue pour protéger le DAE contre les conditions météorologiques extérieures. Le boîtier en acier inoxydable associé à une fenêtre en polycarbonate offre une protection ultime contre la corrosion et les chocs et offre une vue dégagée sur le DAE. Pour maintenir une température supérieure à 0°C, le SmartCase extérieur est équipé d'un capteur de température et d'un chauffage électrique. L'armoire est isolée pour économiser de l'énergie. Une protection supplémentaire contre les températures estivales élevées est assurée par une ventilation active.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement le manuel d'utilisation. Tous les opérateurs doivent examiner ces considérations de sécurité avant de mettre en service l'armoire DAE SmartCase. Le non-respect des instructions peut entraîner des situations dangereuses. Suivez toutes les instructions d'entretien recommandées. En cas de problème, débranchez l'armoire du réseau électrique et contactez le service technique. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'a pas été inspecté par un personnel qualifié.

		Symbole
Avertissement:	Les avertissements vous informent des situations ou actions qui peuvent entraîner des blessures ou la mort.	

Important: GT MEDICARE n'est ni responsable du contenu de ce document ni de la perte de données, de revenus, des dommages directs ou indirects causés. GT MEDICARE se réserve le droit d'adapter et d'améliorer ce document et tous les produits associés dans ce manuel d'utilisation, sans notification préalable. Le contenu de ce document est fourni sans aucune forme de garantie.



Garantie

1. GT MEDICARE est responsable de la qualité des services ainsi que de la solidité et de la bonne qualité des produits fournis au meilleur de sa connaissance, à condition que la garantie n'excède pas les dispositions suivantes mentionnées.
2. La garantie est basée sur l'envoi et le retour. En cas de recours à ce service, l'acheteur doit veiller à l'emballage correct du produit afin d'éviter tout dommage pendant le transport. Si les défauts sont causés par l'acheteur, les frais de réparation et d'expédition seront facturés à l'acheteur.
3. L'acheteur n'a pas le droit à la garantie :
 - A : Si l'acheteur a négligé les produits.
 - B : Si l'acheteur a apporté des modifications aux produits ou des réparations qui n'ont pas été effectuées par ou au nom de GT MEDICARE.
 - C : En cas d'utilisation inappropriée ou imprudente, de connexion incorrecte, de tension incorrecte, de foudre, de dommages dus à l'humidité ou à d'autres produits externes ou de malheurs.
 - D : Si l'appareil n'est pas entretenu de manière appropriée.
 - E : Si l'appareil est utilisé ou installé avec des accessoires non originaux ou de qualité inférieure.
 - F : Si l'acheteur a traité les marchandises avec négligence.
4. La société GT Medicare garantie que les produits ne contiennent pas de défauts graves au moment de la livraison.
5. L'acheteur doit signaler les défauts, les dommages ou la non-conformité des produits, qui lors d'une inspection peuvent être raisonnablement déterminés, par écrit à GT Medicare dans les 10 jours après réception. L'acheteur doit signaler tous les autres défauts par écrit à GT Medicare dans un délai d'un mois à partir de la date de livraison. Les pièces qui semblent non conformes ou endommagées, doivent être retournées pour inspection à GT Medicare. Les réclamations qui n'ont pas été déclarées selon les termes de ce paragraphe, ne seront pas acceptées. GT Medicare, en cas de responsabilité pour la non-conformité ou de détérioration du produit, a le choix de réparer les produits, de les remplacer par des neufs ou de rembourser le prix d'achat des produits. GT Medicare n'aura pas d'autre obligation ou responsabilité à l'égard de l'acheteur en matière de non-conformité ou produits endommagés autres que dans le paragraphe ci-dessus.
6. La durée de la garantie est de 24 mois. Les rayures et les dommages causés à l'armoire ainsi que l'usure ne sont pas couverts par cette disposition. Le producteur est uniquement tenu de remplir les obligations découlant de cette garantie. Le producteur n'est pas responsable des dommages indirects ou consécutifs. Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant est limitée au prix de vente des produits vendus.
7. Lorsqu'une réclamation peut être attribuée à une modification ou à une mauvaise utilisation du produit, la garantie est en toutes circonstances nulle.
8. L'acheteur doit vérifier immédiatement tous les équipements reçus. Le client doit informer GT Medicare par écrit, dans les dix (10) jours suivant la réception, de tous les défauts de l'envoi. Si les irrégularités ne sont pas signalées dans un délai de dix (10) jours, l'envoi a été considéré comme approuvé. Les réclamations ne sont possibles que pendant la période de garantie. Si une réclamation est acceptée par GT Medicare alors GT Medicare est seulement obligé de remplacer ou réparer les pièces défectueuses, le client ne peut pas prétendre à une quelconque indemnisation. La présentation d'une demande ne dispense pas le client de paiement.

Présentation du produit

- Armoire DAE SmartCase, avec préinstallé:
Sur le plateau supérieur:
- Adaptateur 24 V
- Câble pour connexion 230V AC
- Lumières LED (rouge et bleu)
- Alarme, +/-95dB
Armoire intérieure:
- ventilateur pour ventilation active
- chauffage électrique et support DAE
- Guides d'installation rapide (2x)
- Matériel d'installation
- Kit d'installation de poignée de porte

Matériel d'installation:



Rondelles (4x)


M8 écrous (4x)

Entretoises en nylon (4x)

chevilles (4x)

tiges filetées (4x)

Vue intérieure d'armoire



Kit d'installation de poignée de porte




bouton de porte (1x)

Anneau de caoutchouc (1x)

écrou (1x)

Serrure à came (1x)

Vis (1x)



Installation

Emplacement du coffret DAE :

- Il est conseillé de choisir un emplacement facile d'accès et visible.
- L'emplacement prévu pour l'armoire doit avoir une surface plane et un espace libre suffisant autour de l'armoire (le dégagement conseillé est > 1 m) pour permettre un fonctionnement et une installation corrects. Il ne devrait y avoir aucun obstacle sous l'armoire.
- Les outils d'installation fournis sont destinés au montage exclusivement sur des surfaces planes en bois, brique ou béton. Les panneaux/murs doivent avoir une épaisseur minimale de 3 mm. Utilisez toujours les entretoises fournies.
- Nous recommandons d'installer l'armoire à l'ombre pour éviter des températures élevées à l'intérieur de l'armoire.
- L'emplacement doit avoir accès au réseau électrique.

Montage sur brique ou béton:

Percez 4 trous pour les boulons de fixation (vis à chevilles) avec un espacement comme indiqué dans les "Instructions d'installation de l'armoire". Percez les trous ronds de 10 mm à une profondeur minimale de 60 mm, afin de garantir une profondeur suffisante pour le bouchon.

Nous recommandons de percer les trous supérieurs entre 1,5 et 1,6 mètres du sol. Les trous doivent toujours être percés au milieu de la brique. Insérez les tiges filetées M8 dans les chevilles jusqu'à ce qu'elles dépassent de 20 mm du mur et faites glisser les entretoises en nylon sur les vis de cheville. Percez le trou d'alimentation de 12 mm (pour le raccordement au réseau électrique) comme indiqué dans les "Instructions d'installation de l'armoire". Avant de monter l'armoire au mur, installez d'abord le câble d'alimentation.

Attention : Si le mur n'est pas très résistant, nous recommandons d'utiliser Fischer VS 100P. Après avoir pulvérisé le liquide dans les trous, insérez uniquement les vis – ne réutilisez plus les bouchons. Lisez attentivement les instructions sur l'étiquette Fischer et assurez-vous de bien nettoyer les trous après le perçage.

Montage sur bois:

Percez de petits trous d'environ 4 mm de diamètre dans le bois et vissez fermement l'écoute électronique dans le bois, puis montez le SmartCase comme indiqué ci-dessus. Nous recommandons de percer les trous supérieurs à une hauteur comprise entre 1,5 et 1,6 m du sol.

Suivez les instructions d'installation fournies dans les pages suivantes.

Instructions d'installation des armoires:

Installation materials:



Rondelles (4x)

M8 écrous (4x)

Entretoises en nylon (4x)

Chevilles 10mm (4x)


tiges filetées (4x)

Convient pour une installation sur brique/béton ou bois

IMPORTANTE:

- Épaisseur de paroi minimale requise : 3 mm
- Installer sur une surface plane
- Utilisez toujours les entretoises
- Hauteur recommandée : trous supérieurs de 1,5 à 1,6 m (au-dessus du sol)
- Installer dans l'ombre
- Pour le branchement électrique, voir page suivante

Installation




1: Percez des trous de 10 mm (4x)

2: Insérer des chevilles et de tiges filetées (saillie de 20 mm)



3: Placer des entretoises

4: Trou d'alimentation : Percez un trou de 12 mm à travers le mur pour le raccordement électrique au 220/230 V AC.



5: Installez l'armoire et placez les rondelles et les écrous M8 à l'intérieur.





Raccordement électrique de l'armoire : à effectuer uniquement par du personnel qualifié.

1) Installez l'armoire au mur (voir étapes précédentes). Ouvrez la porte et ouvrez le plateau supérieur en retirant deux vis : 1 x côté avant supérieur gauche et 1 x côté avant supérieur droit.



Coupez l'alimentation du câble (220V/230V AC) allant à l'emplacement de l'armoire !

2) Installez le câble électrique (220 V/230 V AC, ne faisant pas partie du kit d'installation) et faites-le passer par le trou d'alimentation à l'arrière de l'armoire (utilisez le presse-étoupe pour fixer le câble).

3) Débranchez la connexion mâle (a) de la connexion femelle (b). Dévissez pour ouvrir le connecteur mâle (a) et connectez le câble électrique 220V/230V à la connexion mâle : assurez-vous de la connexion correcte des fils, là où la terre doit être appliquée au connecteur mâle central. Une fois terminé, fermez le connecteur mâle (a) avec les vis et repoussez le connecteur mâle (a) dans le connecteur femelle (b). Vérifiez si la connexion (d) à l'adaptateur est enfoncée.



Vérifiez à nouveau que toutes les connexions filaires 220 V/230 V AC sont correctement insérées, qu'elles sont correctement sécurisées et qu'il n'y a pas de connexions ouvertes.

4) Assurez-vous que localement le câble de terre (c) est toujours connecté à l'armoire à l'arrière.


5) Fermez le plateau supérieur et verrouillez avec les deux vis de l'étape 1). Assurez-vous qu'aucun câble(s) 220V/230V AC ne sort du plateau pour garantir la sécurité des utilisateurs. Des câbles locaux de l'armoire sont présents pour le chauffage et le refroidissement par ventilateur et peuvent être utilisés en toute sécurité (24 V/DC).

6) Fermez la porte de l'armoire et connectez le câble électrique au réseau électrique (220V/230V AC).

7) Vérifiez l'armoire : une lumière bleue doit être allumée à l'intérieur du coffret. Lorsque l'armoire est ouverte, une lumière rouge clignotante doit s'éteindre avec une alarme sonore.





Gardez toujours la porte de l'armoire fermée (même après utilisation), pour garantir le bon chauffage de l'armoire et éviter les problèmes d'humidité/eau.



Installation de la poignée de porte:

Kit d'installation de poignée



Installation




1: Placez un anneau en caoutchouc sur la poignée de porte et insérez-le dans le trou de la porte. Remarque : vous pouvez modifier l'ouverture de la serrure en insérant le bouton rotatif dans différents angles par pas de 90 degrés.



2: appliquer l'écrou et serrer. Appliquez ensuite le serrure à came et enfin la vis. Notez que le serrure à came ne peut s'adapter que dans une seule position sur le bouton rotatif.

3. Il est conseillé de suivre le sens d'ouverture indiqué sur l'autocollant apposé à l'extérieur de l'armoire. Le réglage de l'ouverture du bouton tournant s'effectue comme suit : désinstallez toutes les pièces et tournez le bouton tournant dans la nouvelle position souhaitée pour une ouverture/fermeture correcte et refaites l'installation de l'étape 1 et de l'étape 2.



Opération

Les instructions d'ouverture et de fermeture en cas d'urgence sont indiquées par l'autocollant apposé sur la porte.

REMARQUE : L'armoire doit toujours être fermée et verrouillée pour assurer son fonctionnement.

Ouverture de l'armoire :

Tournez la poignée de porte pour ouvrir la porte de l'armoire. Lorsque la porte est ouverte, l'alarme se déclenche avec un son intermittent et des lumières rouges clignotantes (l'alarme s'éteint automatiquement après environ 30 secondes).

Fermeture de l'armoire:

Fermez la porte (tournez la poignée de 90 degrés si la fermeture est bloquée). Si l'alarme retentit, elle deviendra silencieuse. Tournez la poignée à 90 degrés pour verrouiller l'armoire

Maintenance and Troubleshooting

Il est conseillé de vérifier l'armoire mensuellement. Le contrôle doit consister en un contrôle visuel de la présence de dommages pouvant affecter le fonctionnement de l'armoire et un contrôle de l'alarme (en ouvrant et en fermant la porte). Ce faisant, vous devez prendre soigneusement note de l'état du défibrillateur (veuillez consulter le manuel du DAE).



Le plateau supérieur ne doit être accessible qu'au personnel qualifié (haute tension).


Dès la découverte d'un défaut, veuillez contacter votre revendeur SmartCase. Selon le type de défaut, il peut être conseillé de retirer le DAE et d'informer les utilisateurs de son état (hors service).

Température : Si vous avez un doute sur le fonctionnement du chauffage électrique (température extérieure inférieure à 0°C / 32°F), veuillez retirer le défibrillateur et contacter votre revendeur SmartCase. Les armoires sont équipées d'un système de ventilation actif. Vers 30°C le ventilateur s'allumera pour évacuer la chaleur de la partie supérieure et aspirer l'air froid du bas. Néanmoins, nous recommandons d'installer l'armoire à l'ombre pour éviter des températures élevées (supérieures à 50°C).

Fin de vie

Lorsque l'armoire est mise définitivement hors service, assurez-vous de la mettre au rebut correctement car elle contient des composants électroniques.






Dépannage:

Symptôme	Action
Les lumières LED sont éteintes ou l'alarme ne fonctionne pas	<p>Ouvrir le plateau supérieur (uniquement par du personnel qualifié) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avertissement haute tension (220/230V AC) présente. - Vérifiez l'alimentation et l'adaptateur : la LED de l'adaptateur doit être allumée en continu (une LED clignotante ou aucune lumière indique un dysfonctionnement) - Assurez-vous que tous les connecteurs sont correctement connectés. <p>Si l'unité continue de tomber en panne, mettez-la hors service et contactez le revendeur SmartCase.</p>
La température (chaleur) dans l'armoire ne fonctionne pas ou fonctionne mal	<p>La température est contrôlée à l'aide de capteurs de température dans l'armoire. Le chauffage s'allume si la température extérieure est inférieure à 0°C et s'éteint si la température intérieure de l'armoire atteint 20°C. Remarque : pour un fonctionnement correct du radiateur, la porte de l'armoire doit être fermée.</p> <p>Lorsqu'on soupçonne que le chauffage ne fonctionne pas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ouvrez la porte. L'alarme devrait retentir. Si l'alarme ne fonctionne pas, suivez les étapes : " Les lumières LED sont éteintes ou l'alarme ne fonctionne pas ". - Vérifiez la température à l'intérieur de l'armoire en touchant le plateau sur lequel est posé le DAE (la température extérieure doit être < 0°C). Le plateau doit être plus chaud que la température extérieure. Si ce n'est pas le cas : mettez l'armoire hors service, retirez le DAE et contactez le revendeur Smart case. <p>Le chauffage est allumé en permanence :</p> <ul style="list-style-type: none"> - retirez le DAE. - Vérifiez si la porte de l'armoire est correctement fermée. Si la porte est ouverte, fermez-la. Attendez 5 minutes et vérifiez si le chauffage est éteint. - Si l'appareil continue de tomber en panne, retirez le DAE, mettez-le hors service, débranchez l'armoire du réseau électrique et contactez le revendeur SmartCase.
L'armoire ne se ferme pas correctement	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez si quelque chose bloque la porte. - Vérifiez si la serrure ou la porte est déformée au niveau du mécanisme de verrouillage. <p>Si l'appareil ne peut pas être réparé, mettez-le hors service et contactez le revendeur SmartCase.</p>





Glossaire

DAE

Le DAE (Défibrillateurs Automatisés Externes) est un appareil important pour l'aide primaire en cas d'arrêt cardiaque. Il est essentiel que le DAE soit protégé, sécurisé et disponible pour une assistance immédiate dans cas d'urgence.

Opérateur/utilisateur

La personne qui est responsable du cabinet et du DAE. Son devoir est de vérifier l'état du DAE et du coffret et d'assurer un fonctionnement conforme aux directives décrites dans ce manuel.

service en ligne


Pour plus d'informations ou une aide en ligne, veuillez visiter notre site Web www.sixcase.com.

Manuel d'instruction : Le manuel contient toutes les informations nécessaires au fonctionnement du SmartCase. Les mises à jour sont publiées sur notre site Web.

Avertissement : GT MEDICARE n'est en aucun cas responsable de la disponibilité ou de la facilité d'entretien du DAE stocké dans l'armoire SmartCase. GT MEDICARE n'est ni responsable de l'installation, de l'utilisation ou du fonctionnement de l'armoire/DEA ni de la perte de données, de revenus, directs ou indirects ni des dommages causés à des tiers. Des conditions externes exceptionnelles, telles que des températures basses, des pièces défectueuses ou d'autres éléments externes, peuvent rendre le DAE inutilisable. GT MEDICARE se réserve le droit d'adapter et d'améliorer ce document et tous les produits associés dans ce manuel d'utilisation, sans notification préalable.

Contact

GT Medicare BV
Industrieweg 36A
2382 NW Zoeterwoude
The Netherlands
T +031 (0) 71 2100 220
E info@sixcase.com



Annexe A : Spécifications techniques

Spécifications techniques

Type	SC1530
Poids	11 kg
Dimensions	44(h)x44(w)x24(d)cm
Antichoc	IEC61439-5 clause 10.2.101.2/3
Class de protection	IP54
Refroidissement	Ventilation active
Chauffage	Électrique jusqu'à -20 °C de température extérieure
Résistance à la corrosion	Acier inoxydable avec revêtement
Fenêtre	Polycarbonate résistant aux chocs
Kit d'installation	Inclus (bois et brique)
Tension	Adaptateur 24 V (inclus)
Ouverture	Bouton de porte (tour de 90 degrés)
Lumière	LED rouge et bleue
Alarme sonore	+/- 95 dB par intermittence
Consommation d'énergie maximale	max 70W (chauffage allumé en continu)